DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.4 - 2025

Producto **MICRO DAP DIPHOTERINE® SPRAY 100 ML LAVADO CUTÁNEO**

Código **600106**

1. Descripción	MICRO DAP DIPHOTERINE® 100 ML LAVADO CUTÁNEO
2. Marca	Diphoterine ® Prevor
3. Procedencia	Francia

Características técnicas del producto

La ducha de emergencia química Diphoterine® es una solución de lavado hipertónica, anfótera y polivalente.
Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.
Para la descontaminación de salpicadura de sustancias químicas peligrosas sobre una mano, rostro o una pequeña superficie corporal equivalente.

4. Imagen referencial



5. Características específicas	• Dimensiones	17.8 cm x 4 cm de diámetro
	• Volumen	100 ml
	• Peso	200 gramos
	• Contenido	Solución Diphoterine®
	• Plazo de intervención	Máximo 60 segundos

	• Accesorios disponibles	- Funda de tela rígida con sujeción a cinturón - Estuche de plástico rígido con sujeción a cinturón
	• Mecanismo de acción	Diphoterine® encapsula, inactiva y lava de manera mecánica el químico de la superficie de los tejidos impidiendo que penetre. Gracias a su hipertonicidad logra extraer el químico que ha penetrado.
	• Uso	La solución Diphoterine® es de un solo uso, el contenido debe ser vaciado por completo para asegurar una correcta descontaminación.
	• Clasificación según MINSAL	Dispositivo medico clase II *Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.*
	• Gas propelente	Nitrógeno comprimido (N_2) *Clase 2.2-Gas no inflamable según NCh 382/21.*
	• Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes, reductores y alquilantes. **En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)*
6. Ventajas	• Ligera, ocupa poco espacio. • Lista para su uso, permite una acción rápida. • Chorro suave, micro-ionizado y muy humectante que permite un lavado sin trauma y un reparto perfecto de la solución. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Transportable. • Sin mantenimiento ni instalación particulares; no requiere alimentación, tuberías o válvulas, sin riesgo de fugas. • No es toxico. • Libre de fosfatos. • Solución 100% esterilizada. • Precinto que garantiza la integridad del dispositivo. • Conforme a la norma EN 15154 • Certificación CE.	
7. Protocolo de uso		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.4 - 2025

8. Superficie de intervención	• Formato indicado para salpicaduras en una mano, pie o pequeña superficie corporal equivalente. • Aplicar sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según protocolo. • Usar el contenido completo. • En caso de lavado sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación. 

DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587