

Producto Cutimed Hydro – L
Código 701033
Laboratorio BSN



Descripción	Apósito estéril hidrocólico ultra delgado diseñado para el manejo de heridas con exudado leve. Este apósito es autoadhesivo, blando, flexible resistente al agua y proporciona una barrera bacteriana, junto con un excelente manejo de fluidos.
Mecanismo de acción	<p>El material del apósito interactúa con el exudado de la herida para formar un gel suave que se adhiere al apósito, la mayor cantidad de gel se retira junto con el apósito, sin dañar el tejido recién formado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este gel forma un ambiente húmedo en la herida y la interfaz apoya el proceso de regeneración del tejido y reduce el riesgo de maceración de la piel circundante. • Promueve la granulación de la herida en fase de curación. • En su versión ultradelgada permite una fácil y estrecha monitorización del proceso de curación sin retirar el apósito ya que es translucido. • El apósito se retira fácilmente generando el mínimo dolor para el paciente. • Resistente al agua. • Dependiendo del grado de exudado Cutimed® Hydro puede estar hasta 7 días en la herida. • Libre de látex y gelatina.
Recomendaciones de empleo	Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia o estéril, Se usa como apósito primario (en contacto directo con la lesión), está indicado para heridas con escaso exudado y que se quiera mantener un entorno de humedad controlada no se recomienda emplear en combinación con otros agentes
Formatos disponibles	Apósito 10x10cm

